

MANEJO DE EMERGENCIA

VITAL / CODIGO AZUL

AOC 1.1

¿Cómo se activa el Código Azul?

- **Persona cae al suelo y:**
 - Pierde la Conciencia
 - Convulsiona
 - No respira normalmente



- **Llamar al Anexo 88 y Mencionar:**

- Código Azul
- Indicar Edificio
- Indicar Unidad o Sector
- Identificación de quien reporta



FICHA CLINICA UNICA

REG 1.1

¿Cuántos Soportes de Ficha Clínica tiene el Prestador?

- Tiene 2: Papel y Digital (RAYEN)

¿Cómo se accede a la Ficha Clínica Individual?

- A través de clave y usuario intransferible

Deben acceder a la plataforma digital "Rayen", posteriormente el funcionario debe ingresar su RUN (sin puntos, sin guion y con dígito verificador) y anotar la clave única e intransferible y secreta designada.

¿Cómo se vinculan los diferentes soportes de Ficha Clínica Única?

- A través del RUN del Paciente



IDENTIFICACION DEL PACIENTE

GCL 1.12

- **Uso obligatorio de Brazaete Identificador en todo paciente hospitalizado.**

Especialmente en pacientes pediátricos, con compromiso de conciencia, que no hable español y con alteraciones de lenguaje.

- Tipo de Paciente y datos a incluir en el brazaete:

Adulto: Nombre (1); Apellidos (2); Cédula de Identidad (RUT)

Niño: Nombre (1); Apellidos (2); Cédula de Identidad (RUT)

NN (*): "NN"; Sexo; N° de DAU (registro de urgencia)

Transexual: Nombre Social; Nombre Legal (nombre 1, apellidos 2); Cédula de Identidad (RUT)

Extranjero: Nombre (1); Apellido (1 – primero); N °de identificación (país de origen) – Pasaporte



MATERIAL ENVIADO A

ESTERILIZACION

APE 1.2

- Se pasa el instrumental por el chorro de agua fría para eliminar residuos (descontaminar), luego se deposita en el contenedor de instrumental sucio que va a esterilización.



- ¿Dónde se realiza la etapa de esterilización propiamente tal?

- En la Unidad de Esterilización

